

# Telematikinfrastruktur

## Mindestanforderungen

### Internetanschluss

mit mindestens 2 Mbit/s im Download und 2 Mbit/s im Upload ([www.breitbandmessung.de/test](http://www.breitbandmessung.de/test))

1

2

### Internet-Einwahldaten

liegen Ihnen vom Provider (Telekom, Vodafone, O2,...) vor

3

### Router oder Switch

mit so vielen freien LAN-Ports wie Konnektoren. Kartenterminals und PCs angeschlossen werden sollen

4

### aktueller Router

nicht älter als fünf Jahre; mit vorliegendem Login über Ihren Webbrowser

5

### Netzwerkkabel

vom Router zum Elefant-PC(s)  
alternativ: stabiles WLAN

6

### Netzwerkkabel

vom Router zu jedem Lesegerät-Aufstellort

7

### PVS-PC

Betriebssystem: Windows 10  
und Login mit Administratorenrechten

8

### Praxisausweis

liegt zur TI-Installation vor und ist aktiviert (<https://www.smc-b.de/elefant>) 4 Wochen Lieferzeit

## Persönlicher Praxis-Check für die Installation der Telematikinfrastruktur (TI)

Diese Checkliste dient dazu, die Voraussetzungen in Ihrer Praxis für den Anschluss an die TI zu prüfen.

Wenn Sie die Punkte der Checkliste fachlich nicht verstehen oder nicht positiv beantworten können, wenden Sie sich bitte an Ihren technischen IT-Betreuer. Alternativ bieten wir Ihnen einen telefonischen Praxis-Check an. Diesen können Sie unter folgendem Link (<https://hasomed.de/shop/telematikinfrastruktur/praxis-check-bestellen/>) bestellen.

