



Umzug - Elefant auf neuen PC - Kunden mit Secunet Konnektor (Konnektor vor Ort)

Wenn Sie eine Secunet Konnektor (Konnektor vor Ort) besitzen und Elefant auf einen neuen PC installieren möchten, können Sie dies folgendermaßen realisieren:

1. erstellen Sie eine Datensicherung über **System > Datenbank sichern**
2. schließen Sie den Elefant
3. kopieren Sie den Elefant-Ordner (meist C:\Elefant1) auf ein externes Medium (z.B. externe Festplatte, USB-Stick)
4. entfernen Sie das Medium vom alten PC und stecken es an den neuen PC
5. kopieren Sie den Elefant-Ordner auf die lokale Festplatte C: (meist C:\Elefant1)
6. das Kopieren des Ordners kann etwas Zeit in Anspruch nehmen
7. ist der Ordner kopiert laden Sie sich von unserer Webseite die aktuelle Elefant-Version herunter <https://hasomed.de/produkte/elefant>
8. führen Sie den ElefantInstaller im Ordner "Downloads" mit einem Doppelklick aus



9. wählen Sie hier den Pfad aus, wo Sie Ihr Elefant hin kopiert haben (in unserem Beispiel C:\Elefant1)



10. nach der Installation öffnen Sie Elefant, geben das Passwort ein und kontrollieren die Aktualität der Daten

Der Umzug vom Elefant ist damit abgeschlossen. Wenn Sie im gleichen WLAN arbeiten wie der alte PC, findet der Elefant den Secunet Konnektor und Karten lesen ist sofort möglich.

Zusätzliche Dienste wie ePa (elektronische Patientenakte) KIM (Kommunikation im Medizinwesen) oder eRezept (MediSuite) müssen nun ggf. noch installiert werden.

Für den Umzug auf einen neuen PC bieten wir einen kostenpflichtigen Service, welcher je nach Arbeitsaufwand, zwischen 79€ und 179€ kostet.