


Elefant - Umzug auf neuen PC - Kunden mit Konnektor im Rechenzentrum (online)

Im diesem Fall wird nur Elefant auf den neuen PC übertragen!


Die Anbindung zum Konnektor im Rechenzentrum und die Installation der TI-Fachanwendungen muss extra realisiert werden!

Wenn Sie einen Konnektor im Rechenzentrum besitzen und Elefant auf einen neuen PC installieren möchten, können Sie dies folgendermaßen realisieren.

1. Erstellen Sie eine Datensicherung über **System > Datenbank sichern**
2. Schließen Sie Elefant
3. Kopieren Sie den Elefant-Ordner (meist C:\Elefant1) auf ein externes Medium (z.B. externe Festplatte, USB-Stick)
4. Entfernen Sie das Medium vom alten PC und stecken es an den neuen PC
5. Kopieren Sie den Elefant-Ordner auf die lokale Festplatte C: (meist C:\Elefant1)
6. Das Kopieren des Ordners kann etwas Zeit in Anspruch nehmen
7. Ist der Ordner kopiert laden Sie sich von unserer Webseite die aktuelle Elefant-Version herunter <https://hasomed.de/produkte/elefant>
8. Führen Sie den ElefantInstaller im Ordner "Downloads" mit einem Doppelklick aus



9. Wählen Sie hier den Pfad aus, in den Sie Elefant kopiert haben (in unserem Beispiel C:\Elefant1).



10. Nach der Installation öffnen Sie Elefant, geben das Passwort ein und kontrollieren die Aktualität der Daten.
Der Umzug von Elefant ist damit abgeschlossen.

Zusätzliche Dienste wie KIM (Kommunikation im Medizinwesen) oder eRezept (MediSuite) müssen nun noch installiert werden.

> Dieser Service „**TI-Installation**“ kostet 100€ (Netto) und kann in unserem Shop gebucht werden.

> Grundsätzlich haben Sie mit dem Service „**Elefant | TI-Installation**“ die Möglichkeit, Elefant auch mit TI übertragen zu lassen. Dieser Service kostet 179€ (Netto).

[HASOMED-Shop](#)

Elefant® Installation	TI Installation	Elefant® TI Installation
Elefant® Installation (Dienstleistung per Fernwartung)	TI Installation (Dienstleistung per Fernwartung)	Elefant® & TI Installation (Dienstleistung per Fernwartung)
79,00 €	100,00 €	179,00 €
exkl. 19 % MwSt.	exkl. 19 % MwSt.	exkl. 19 % MwSt.